

clinell®

# CLINELL UNIVERSAL WIPEES

TOALLAS HÚMEDAS DE LIMPIEZA  
Y DESINFECCIÓN DE RÁPIDA ACCIÓN.

**2 EN 1**  
**LIMPIA Y  
DESINFECTA**



**VIRUCIDA · BACTERICIDA · FUNGICIDA · MICOBACTERICIDA**

**EFICAZ DESDE TAN  
SOLO 10 SEGUNDOS**

**NO CONTIENE  
ALCOHOL NI CLORO**

**NO REQUIERE  
ENJUAGUE**

¿QUÉ ES CLINELL UNIVERSAL?

Clinell Universal es una fórmula única y patentada desarrollada por **GAMA Healthcare** (Reino Unido), especialmente diseñada para limpieza y desinfección en un solo paso, eficaz contra una amplia gama de microorganismos. Es ideal para su uso en **hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios médicos, hogares de ancianos y más**. Apto para áreas de alto riesgo como UCI, quirófanos y salas de aislamiento. Compatible con superficies, dispositivos médicos no invasivos y mobiliario.

Decenas de estudios científicos internacionales han demostrado cómo el uso específico de **Clinell Universal** en forma estandarizada en las áreas críticas y semicríticas, y en equipos portátiles, han logrado reducir significativamente las infecciones hospitalarias.

Simple, fácil y confiable

Sin riesgo de errores por dilución. La dosis premedida garantiza una concentración exacta en cada uso, evitando fallas comunes al preparar soluciones desinfectantes manualmente.

Seguro para superficies y equipos

Ideal para colchones y compatible con la mayoría de los materiales: caucho, plástico y metal. No causa daños ni corrosión.

La fórmula universal más efectiva del mercado

Una combinación avanzada de biocidas con distintos mecanismos de acción que previene la resistencia bacteriana y la aparición de superbacterias.

Económico y eficiente

Reduce costos al reemplazar varios productos de limpieza por uno solo.

Multiusos

Funciona como desinfectante y detergente, eliminando la necesidad de múltiples productos.

Eficacia comprobada contra Bacterias, virus, hongos y tuberculosis

Elimina eficazmente MRSA, E. coli, Acinetobacter baumannii, Hepatitis B, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Norovirus, Cándida, Tuberculosis y muchas más.

Amigable con la piel

Dermatológicamente probado. Seguro incluso con uso frecuente. No reseca ni irrita las manos.

MODO DE USO



Retire una toallita del paquete.



Limpie con un patrón en formade "S".



Trabaje desde arriba hacia abajo.



Limpie desde lo más limpio a lo más sucio.



Dejar secar la superficie.



Desechar la toalla una vez utilizada.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Característica	Detalle
Formato	200 toallas prehumedecidas
Tamaño de cada toalla	250 mm x 300 mm
Fórmula activa	Mezcla de biocidas: aminas terciarias, tensioactivos no iónicos, conservantes
Eficacia microbiana	Bactericida, virucida, fungicida, micobactericida
Tiempo de acción	A partir de 10 segundos
pH	Neutro (apto para piel y superficies delicadas)
Aroma	Neutro (sin fragancias artificiales)
Registro MSP:	89352

EFICACIA ANTIMICROBIANA

Bacterias Gram-negativas	Acinetobacter baumannii	EN13727
	Escherichia coli	EN13727
	Klebsiella pneumoniae	EN13727
	Pseudomonas aeruginosa	EN13727
Bacterias Gram-positivas	Enterococcus hirae	EN13727
	Staphylococcus aureus	EN13727
	Staphylococcus capitis	EN13727
	Enterococcus faecium	EN13727
Micobacterias	Mycobacterium bovis	EN14348
Viruses	Adenovirus	EN14476
	Norovirus	EN14476
	Rotavirus	EN14476
	HIV	EN14476
	Hepatitis C	EN14476
	SARS-CoV-2	EN14476
	Vaccinia virus	EN14476
	Influenza (H5N1)	EN14476
	Influenza (H1N1, H3N2)	EN14476
Fungi	Candida albicans	EN16615
	Candida auris	EN13624

Marca: Clinell – GAMA Healthcare  
Distribuidor exclusivo en Uruguay: Laboratorio Mediq

