

infecciónzero®

# A&D®

## ABRILLANTADOR Y DESINCRUSTANTE

PARA LAVACHATAS



**GARANTIZA  
UN SECADO  
SIN MANCHAS**

**LIBRE DE  
RESIDUOS**

**NO GENERA  
ESPUMA**

**PREVIENE LA  
CALCIFICACIÓN  
DE LAVACHATAS**

infecciónzero®

**OXIQ**®  
MAX

## ¿QUÉ ES A&D®?

**infecciónzero A&D®** es un abrillantador y desincrustante para lavachatas, desarrollado para obtener una limpieza de máxima calidad hospitalaria.

**A&D®** es un producto ecológico, biodegradable y fabricado bajo una estricta filosofía de sustentabilidad: su producción es realizada completamente con energías renovables (paneles fotovoltaicos).

## APLICACIONES

**A&D®** es adecuado para su uso en lavachatas térmicas de todos los principales fabricantes.

Según el grado de suciedad del material y dureza del agua, dosis de uso entre: 0,1% a 0,3%. La dosificación debe ser realizada por personal calificado.

## TIEMPOS DE CONTACTO

**Componente Activo:** Ácidos orgánicos, complejantes, inhibidores de corrosión.

**Color:** Líquido incoloro

**Aroma:** Característico (sin aromas artificiales)

**PH Solución concentrada:** 2,5 a 4,00

**Diluciones de uso:** (1 - 3) ml de producto por litro de agua

**Reg. MSP:** 93618

**Compromiso con el**  
*medio ambiente*



**100% BIODEGRADABLE  
Y ECOLÓGICO**



**SUSTENTABLE**  
elaborado 100% con  
energías renovables



2026-03-02 - Versión 2